


APLW 043
Deksel
voor inzetten APLW 040 – 042



EAN: 4002516116059 / Materiaalnummer: 11105030 / Oud Materiaalnummer: 69304300D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Deksel	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	15
Buitenmaat, nettobreedte in mm	205
Buitenmaat, nettodiepte in mm	205
Buitenmaat, brutohoogte in mm	215
Buitenmaat, brutobreedte in mm	170
Buitenmaat, brutodiepte in mm	270
Nettogewicht in kg	0,18
Brutogewicht in kg	0,55