


APLW 043
Deksel
voor inzetten APLW 040 – 042



EAN: 4002516116059 / Materiaalnummer: 11105030 / Oud Materiaalnummer: 69304300D

| | |
|---|-----------------|
| Productcategorisatie | |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij het toestel | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Productcategorie | |
| Deksel | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kleur | Roestvast staal |
| Toepassingsgebied | |
| Behandeling van laboratoriumglaswerk | • |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 15 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 205 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 205 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 215 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 170 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 270 |
| Nettogewicht in kg | 0,18 |
| Brutogewicht in kg | 0,55 |