


APLW 044

Distributienetwerk

voor het delen van het grondoppervlak in de APLW 040–042.

EAN: 4002516116066 / Materiaalnummer: 11105040 / Oud Materiaalnummer: 69304400D



<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet/module voor reageerbuizen	•
Houder	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	75
Buitenmaat, nettobreedte in mm	205
Buitenmaat, nettodiepte in mm	200
Buitenmaat, brutohoogte in mm	215
Buitenmaat, brutobreedte in mm	170
Buitenmaat, brutodiepte in mm	270
Nettogewicht in kg	0,36
Brutogewicht in kg	0,60