

APLW 045

Injektordüse

met kunststof ondersteuning, kegelvorm, Ø 2,5, lengte 80 mm.



- Geschikt voor normale injectorrekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief spuitdopmoer, Ø 4 mm

EAN: 4002516116073 / Materiaalnummer: 11105050 / Oud Materiaalnummer: 69304500D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Inspuiter	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	15
Buitenmaat, nettobreedte in mm	15
Buitenmaat, nettodiepte in mm	90
Buitenmaat, brutohoogte in mm	40
Buitenmaat, brutobreedte in mm	65
Buitenmaat, brutodiepte in mm	118
Nettogewicht in kg	0,01
Brutogewicht in kg	0,02