

APLW 045

Injektordüse

met kunststof ondersteuning, kegelvorm, Ø 2,5, lengte 80 mm.



- Geschikt voor normale injectorrekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief spuitdopmoer, Ø 4 mm

EAN: 4002516116073 / Materiaalnummer: 11105050 / Oud Materiaalnummer: 69304500D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	15
Buitenmaat, nettobreedte in mm	15
Buitenmaat, nettodiepte in mm	90
Buitenmaat, brutohoogte in mm	40
Buitenmaat, brutobreedte in mm	65
Buitenmaat, brutodiepte in mm	118
Nettogewicht in kg	0,01
Brutogewicht in kg	0,02