

APLW 046

Injektordüse

met kunststof ondersteuning, kegelvorm en veerhouder, Ø 2,5, lengte 80 mm.

EAN: 4002516116080 / Materiaalnummer: 11105060 / Oud Materiaalnummer: 69304600D



- Geschikt voor normale injectorrekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief spuitdopmoer, Ø 4 mm

| | |
|---|----------------------------|
| Productcategorisatie | |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij het toestel | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Productcategorie | |
| Inspuiter | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur | Blauw, Roestvast staal |
| Toepassingsgebied | |
| Behandeling van laboratoriumglaswerk | • |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 12 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 20 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 90 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 12 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 80 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 120 |
| Nettogewicht in kg | 0,01 |
| Brutogewicht in kg | 0,01 |