

APLW 048

Injektordüse

met kunststof ondersteuning, stervorm, Ø 2,5, lengte 80 mm.

EAN: 4002516116097 / Materiaalnummer: 11105080 / Oud Materiaalnummer: 69304800D



- Geschikt voor normale injectorrekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief spuitdopmoer, Ø 4 mm

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	32
Buitenmaat, nettobreedte in mm	32
Buitenmaat, nettodiepte in mm	90
Buitenmaat, brutohoogte in mm	5
Buitenmaat, brutobreedte in mm	110
Buitenmaat, brutodiepte in mm	167
Nettogewicht in kg	0,00
Brutogewicht in kg	0,00