

APLW 054

Injektordüse

met kunststof ondersteuning, stervorm met vergrendeling, Ø 6, lengte 135 mm.

EAN: 4002516116141 / Materiaalnummer: 11105140 / Oud Materiaalnummer: 69305400D



- Geschikt voor normale injectorekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief spuitdopmoer, Ø 10 mm

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	75
Buitenmaat, nettobreedte in mm	75
Buitenmaat, nettodiepte in mm	144
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	180
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,03