

APLW 055

Injektordüse

met kunststof ondersteuning, stervorm met vergrendeling, Ø 6, lengte 175 mm.

EAN: 4002516116158 / Materiaalnummer: 11105150 / Oud Materiaalnummer: 69305500D



- Geschikt voor normale injectorrekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief spuitdopmoer, Ø 10 mm

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Inspuiter	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	75
Buitenmaat, nettobreedte in mm	75
Buitenmaat, nettodiepte in mm	182
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	180
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,03