

APLW 057

Injektordüse

met kunststof ondersteuning, stervorm met vergrendeling, Ø 6, lengte 275 mm.



- Geschikt voor normale injectorrekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief spuitdopmoer, Ø 10 mm

EAN: 4002516116233 / Materiaalnummer: 11105170 / Oud Materiaalnummer: 69305700D

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Productcategorisatie</b>                                 |                            |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | •                          |
| <b>Accessoires bij het toestel</b>                          |                            |
| PLW 6011  | •                          |
| PLW 6111  | •                          |
| <b>Productcategorie</b>                                     |                            |
| Inspuiter   | •                          |
| <b>Producteigenschappen</b>                                 |                            |
| Materiaal   | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur   | Blauw, Roestvast staal     |
| <b>Toepassingsgebied</b>                                    |                            |
| Behandeling van laboratoriumglaswerk                        | •                          |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>                                |                            |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                               | 75                         |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                              | 75                         |
| Buitenmaat, nettdiepte in mm                                | 287                        |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                               | 55                         |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                              | 100                        |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                               | 300                        |
| Nettogewicht in kg  | 0,03                       |
| Brutogewicht in kg  | 0,09                       |