

APLW 059

Injektordüse

met kunststof ondersteuning en wasgoedfixering met vergr., Ø 6, lengte 225 mm.

EAN: 4002516116257 / Materiaalnummer: 11105190 / Oud Materiaalnummer: 69305900D



- Geschikt voor normale injectorrekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief spuitdopmoer, Ø 10 mm

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	77
Buitenmaat, nettobreedte in mm	77
Buitenmaat, nettodiepte in mm	258
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	100
Buitenmaat, brutodiepte in mm	300
Nettogewicht in kg	0,05
Brutogewicht in kg	0,12