

APLW 060

Injektordüse

met kunststof ondersteuning en wasgoedfixering met vergr., Ø 6, lengte 275 mm.



- Geschikt voor normale injectorrekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief spuitdopmoer, Ø 10 mm

EAN: 4002516116264 / Materiaalnummer: 11105200 / Oud Materiaalnummer: 69306000D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	95
Buitenmaat, nettobreedte in mm	95
Buitenmaat, nettdiepte in mm	287
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	100
Buitenmaat, brutodiepte in mm	300
Nettogewicht in kg	0,05
Brutogewicht in kg	0,12