

APLW 065

Injektordüse

met kunststof ondersteuning en flessenhalsinvoerpunt, ster, Ø 6, lengte 275 mm.



- Geschikt voor normale injectorrekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief spuitdopmoer, Ø 10 mm
- Met vergrendeling

EAN: 4002516116318 / Materiaalnummer: 11105250 / Oud Materiaalnummer: 69306500D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Inspuiter	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	75
Buitenmaat, nettobreedte in mm	75
Buitenmaat, nettodiepte in mm	287
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	100
Buitenmaat, brutodiepte in mm	300
Nettogewicht in kg	0,04
Brutogewicht in kg	0,11