

APLW 067
Injektordüse
met houder Ø 6, lengte 225 mm.



- Geschikt voor normale injectorrekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief spuitdopmoer, Ø 10 mm

EAN: 4002516116332 / Materiaalnummer: 11105270 / Oud Materiaalnummer: 69306700D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd, Roestvrij staal
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	70
Buitenmaat, nettobreedte in mm	70
Buitenmaat, nettodiepte in mm	235
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	180
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,08
Brutogewicht in kg	0,09