

APLW 068  
Injektordüse  
met houder Ø 6, lengte 275 mm.



- Geschikt voor normale injectorekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief spuitdopmoer, Ø 10 mm

EAN: 4002516116349 / Materiaalnummer: 11105280 / Oud Materiaalnummer: 69306800D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Inspuiter	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd, Roestvrij staal
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	70
Buitenmaat, nettobreedte in mm	85
Buitenmaat, nettodiepte in mm	287
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	100
Buitenmaat, brutodiepte in mm	300
Nettogewicht in kg	0,09
Brutogewicht in kg	0,15