

APLW 070  
Injektordüse  
met roestvrijstalen plaat, Ø 8, lengte 320 mm.



- Geschikt voor normale injectorrekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Draagvlak op sproeier, Ø 17 mm

EAN: 4002516116363 / Materiaalnummer: 11105300 / Oud Materiaalnummer: 69307000D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Inspuiter	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, grijs
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	87
Buitenmaat, nettobreedte in mm	87
Buitenmaat, nettdiepte in mm	330
Buitenmaat, brutohoogte in mm	108
Buitenmaat, brutobreedte in mm	117
Buitenmaat, brutodiepte in mm	305
Nettogewicht in kg	0,10
Brutogewicht in kg	0,19