

APLW 082
Wasgoedfixering
voor inspuisers, hoogte 200 mm.



EAN: 4002516116585 / Materiaalnummer: 11105420 / Oud Materiaalnummer: 69308200D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	87
Buitenmaat, nettobreedte in mm	87
Buitenmaat, nettodiepte in mm	225
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	350
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,03