

APLW 085
Flessenhalsinvoerpunt
Ø 33 mm, voor inspuiters Ø 6 mm.



EAN: 4002516116615 / Materiaalnummer: 11105450 / Oud Materiaalnummer: 69308500D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	25
Buitenmaat, nettobreedte in mm	25
Buitenmaat, nettodiepte in mm	42
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	120
Buitenmaat, brutodiepte in mm	170
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,02