

APLW 085  
Flessenhalsinvoerpunt  
Ø 33 mm, voor inspuiters Ø 6 mm.



EAN: 4002516116615 / Materiaalnummer: 11105450 / Oud Materiaalnummer: 69308500D

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Productcategorisatie</b>                                 |           |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | •         |
| <b>Accessoires bij het toestel</b>                          |           |
| PLW 6011  | •         |
| PLW 6111  | •         |
| <b>Productcategorie</b>                                     |           |
| Overige accessoires   | •         |
| <b>Producteigenschappen</b>                                 |           |
| Materiaal   | Kunststof |
| Kleur   | Wit       |
| <b>Toepassingsgebied</b>                                    |           |
| Behandeling van laboratoriumglaswerk                        | •         |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>                                |           |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                               | 25        |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                              | 25        |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                               | 42        |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                               | 12        |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                              | 120       |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                               | 170       |
| Nettogewicht in kg  | 0,02      |
| Brutogewicht in kg  | 0,02      |