

APLW 088

Houder

voor maatcilinders tot Ø 105 mm en inspuisers Ø 8.



EAN: 4002516116660 / Materiaalnummer: 11105480 / Oud Materiaalnummer: 69308800D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Houder	•
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	12
Buitenmaat, nettobreedte in mm	120
Buitenmaat, nettodiepte in mm	300
Buitenmaat, brutohoogte in mm	108
Buitenmaat, brutobreedte in mm	117
Buitenmaat, brutodiepte in mm	305
Nettogewicht in kg	0,14
Brutogewicht in kg	0,23