

APLW 089  
Adapter  
voor inspuitsers.



- Ter aanpassing van inspuitsers Ø 6 mm

EAN: 4002516116677 / Materiaalnummer: 11105490 / Oud Materiaalnummer: 69308900D

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Productcategorisatie</b>                                 |                 |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | •               |
| <b>Accessoires bij het toestel</b>                          |                 |
| PLW 6011  | •               |
| PLW 6111  | •               |
| <b>Productcategorie</b>                                     |                 |
| Overige accessoires   | •               |
| <b>Producteigenschappen</b>                                 |                 |
| Materiaal   | Roestvrij staal |
| Kleur   | Roestvast staal |
| <b>Toepassingsgebied</b>                                    |                 |
| Behandeling van laboratoriumglaswerk                        | •               |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>                                |                 |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                               | 15              |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                              | 15              |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                               | 17              |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                               | 12              |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                              | 120             |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                               | 170             |
| Nettogewicht in kg  | 0,00            |
| Brutogewicht in kg  | 0,01            |