

APLW 090

Houder

voor pipetten met een doorsnede van maximaal 14 mm en minimaal 4 mm.

EAN: 4002516116684 / Materiaalnummer: 11105500 / Oud Materiaalnummer: 69309000D



Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Houder	•
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	grijs, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	20
Buitenmaat, nettobreedte in mm	20
Buitenmaat, nettodiepte in mm	20
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	120
Buitenmaat, brutodiepte in mm	170
Nettogewicht in kg	0,00
Brutogewicht in kg	0,00