

APLW 091
Houder
voor inspuiters Ø 2,5 mm.



EAN: 4002516116691 / Materiaalnummer: 11105510 / Oud Materiaalnummer: 69309100D

| | |
|---|-----------|
| Productcategorisatie | |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij het toestel | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Productcategorie | |
| Houder | • |
| Overige accessoires | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | grijs |
| Toepassingsgebied | |
| Behandeling van laboratoriumglaswerk | • |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 20 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 20 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 17 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 12 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 80 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 120 |
| Nettogewicht in kg | 0,00 |
| Brutogewicht in kg | 0,00 |