

APLW 092

Blindstop

voor het sluiten niet gebruikte openingen bij beladingssystemen.

EAN: 4002516116714 / Materiaalnummer: 11105520 / Oud Materiaalnummer: 69309200D



Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	12
Buitenmaat, nettobreedte in mm	12
Buitenmaat, nettodiepte in mm	15
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Brutogewicht in kg	0,00