

APLW 093
Spoelhuls
met kap voor pipetten maximaal Ø 11 mm



EAN: 4002516116721 / Materiaalnummer: 11105530 / Oud Materiaalnummer: 69309300D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Houder	•
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Silicone
Kleur	Roestvast staal, Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	25
Buitenmaat, nettobreedte in mm	25
Buitenmaat, nettodiepte in mm	118
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,05
Brutogewicht in kg	0,05