

APWD 073

Adapter

voor de aanvullende positionering van inspuiters APWD 072 in rek APWD 061.

EAN: 4002516122296 / Materiaalnummer: 11127500 / Oud Materiaalnummer: 68407300D



<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Productcategorie</b>	
Adapter	•
Overige accessoires	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Brutogewicht in kg	0,01