

AK 12/1

Gebruik

voor het plaatsen van diverse accessoires.



- Geschikt voor bijv. maatbekers, trechters en afkolfpompen
- Met flexibele handvatten
- Geschikt voor veel boven- en onderrekken evenals beladingswagens

EAN: 4002516343714 / Materiaalnummer: 11131690 /
Oud Materiaalnummer: 69501204D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor bekeerglazen	•
Inzet/module voor glaswerk met wijde hals	•
Overige inzetstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	122
Buitenmaat, nettobreedte in mm	224
Buitenmaat, nettodiepte in mm	434
Buitenmaat, brutohoogte in mm	125

AK 12/1

Gebruik

voor het plaatsen van diverse accessoires.



EAN: 4002516343714 / Materiaalnummer: 11131690 /

Oud Materiaalnummer: 69501204D

Buitenmaat, brutobreedte in mm	245
Buitenmaat, brutodiepte in mm	450
Nettogewicht in kg	0,65
Brutogewicht in kg	1,07