

GP TDC 141 L
TwinDos Care
reinigingsmiddel voor het TwinDos-doseersysteem

EAN: 4002516200079 / Materiaalnummer: 11171420 /
Oud Materiaalnummer: 11997165EU1



- Voor het spoelen van de TwinDos-doseerslangen
- Te gebruiken als u een ander product wilt gebruiken
- Te gebruiken als het toestel gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt (minimaal 2 maanden)
- Beveiligt de optimale functie van het automatische doseersysteem
- Voor ca. 5 spoelgangen
- Voor Miele wasmachines en drogers met TwinDos