

A 857

Ombouwset

voor gebruik van wagens van de toestellen G 7827/28 en PG 8527/28 in de PG 86xx.



- Gebruik van bestaande Miele-ladingdragers in de PG 86xx
- Voor alle ladingdragers van de G 7827, G 7828, PG 8527 en PG 8528

EAN: 4002516201946 / Materiaalnummer: 11235960 / Oud Materiaalnummer: 69685700D

Productcategorisatie	
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Ombouwset	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van diverse hulpstukken	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	60
Buitenmaat, brutobreedte in mm	110
Buitenmaat, brutodiepte in mm	405
Nettogewicht in kg	0,33
Brutogewicht in kg	0,43