

A 852
Rooster
voor injectormodule A 622.



- Indeling: 4 x 9 velden
- Kan op injectormodule A 622 geplaatst worden
- Voor een optimale positionering van laboratoriumglaswerk
- Onderdeel van het EasyLoad-systeem

EAN: 4002516201922 / Materiaalnummer: 11236650 / Oud Materiaalnummer: 69685200D

| | |
|---|---|
| Productcategorisatie | |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij het toestel | |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Productcategorie | |
| Overige inzetrekken/overige modules | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Draad, gerilsaneerd, Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur | Roestvast staal, grijs, Zwart |
| Aantal vakken | 36 |
| Breedte van de vakken in mm | 59 |
| Lengte van de vakken in mm | 58 |
| Onderdeel van het EasyLoad-systeem | • |
| Toepassingsgebied | |
| Behandeling van laboratoriumglaswerk | • |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 76 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 256 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 562 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 75 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 330 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 680 |
| Nettogewicht in kg | 0,61 |
| Brutogewicht in kg | 0,99 |