


E 319/4

Vlakke zeef

voor optimale bescherming tegen verontreiniging door etiketten of glassplinters.



- Vlakke zeef voor grove verontreinigingen
- Voorkomt verontreiniging door etiketten van laboratoriumglaswerk
- Voorkomt verontreiniging door glassplinters bij glasbreuk

EAN: 4002516207429 / Materiaalnummer: 11237950 / Oud Materiaalnummer: 69531905D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Afdekking	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	57
Buitenmaat, nettobreedte in mm	455
Buitenmaat, nettodiepte in mm	513
Buitenmaat, brutohoogte in mm	90
Buitenmaat, brutobreedte in mm	475
Buitenmaat, brutodiepte in mm	525
Nettogewicht in kg	2,37
Brutogewicht in kg	2,98