

A 12/2

Gebruik

voor voorzichtig reinigen van gevoelig spoelgoed door breken reinigungsstraal.



- Met uitstansingen 7 x 7 mm
- Inzetbaar in boven- en onderrek
- Bedekt het halve beladingsoppervlak van een rek
- Niet te gebruiken met PG 8536

EAN: 4002516237068 / Materiaalnummer: 11238030 / Oud Materiaalnummer: 69501205D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Onderlegstuk	•
Onderlegger	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	237
Buitenmaat, nettobreedte in mm	448
Buitenmaat, nettodiepte in mm	14
Buitenmaat, brutohoogte in mm	65
Buitenmaat, brutobreedte in mm	255
Buitenmaat, brutodiepte in mm	475
Nettogewicht in kg	0,39
Brutogewicht in kg	0,57