


A 11/2

Gebruik

voor voorzichtig reinigen van gevoelig spoelgoed door breken reinigungsstraal.



- Met uitstansingen 7 x 7 mm
- Inzetbaar in boven- en onderrek

EAN: 4002516340119 / Materiaalnummer: 11239130 / Oud Materiaalnummer: 69501103D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Onderlegstuk	•
Onderlegger	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	1
Buitenmaat, nettobreedte in mm	476
Buitenmaat, nettodiepte in mm	443
Buitenmaat, brutohoogte in mm	70
Buitenmaat, brutobreedte in mm	505
Buitenmaat, brutodiepte in mm	430
Nettogewicht in kg	0,71
Brutogewicht in kg	1,08