

A 320

Gebruik

voor voorzichtig reinigen van gevoelig spoelgoed door breken reinigungsstraal.



- Met uitstansingen 7 x 7 mm

EAN: 4002516237082 / Materiaalnummer: 11295510 / Oud Materiaalnummer: 69632000D

Productcategorisatie	
Grote reinigungs- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Onderlegger	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	10
Buitenmaat, nettobreedte in mm	237
Buitenmaat, nettodiepte in mm	536
Buitenmaat, brutohoogte in mm	60
Buitenmaat, brutobreedte in mm	245
Buitenmaat, brutodiepte in mm	560
Nettogewicht in kg	0,47
Brutogewicht in kg	0,63