


DKF 29-R

Regeneereerbaar Longlife air-clean-geurfilter

voor Miele dampkappen met luchtcirculatie DA 909x W, DA 929x W en DAH xxxx.

EAN: 4002516221647 / Materiaalnummer: 11295570 /
Oud Materiaalnummer: 28996412EU1



- Met actieve kool – neutraliseert onaangename kookgeuren effectief
- Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren
- Levensduur van 3 jaar
- Gunstiger dan eenmalig filter bij aanhouden van wisselinterval