

A 321

Gebruik

voor het plaatsen van diverse accessoires.



- Geschikt voor bijv. maatbekers, trechters en afkolfpompen
- Met flexibele handvatten

EAN: 4002516237099 / Materiaalnummer: 11309380 / Oud Materiaalnummer: 69632100D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet/module voor bekersglazen	•
Inzet/module voor glaswerk met wijde hals	•
Overige inzetstukken	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	81
Buitenmaat, nettobreedte in mm	240
Buitenmaat, nettodiepte in mm	545
Buitenmaat, brutohoogte in mm	90
Buitenmaat, brutobreedte in mm	255
Buitenmaat, brutodiepte in mm	585
Nettogewicht in kg	0,76
Brutogewicht in kg	0,99