

## PST 1710

### Kleine sterilisator CUBE

met intuïtieve Touch-bediening en een instrumentcapaciteit van 4,5 kg.



- 17 l kamervolume voor 4,5 kg instrumenten en 1,5 kg textiel/charge
- Intuïtieve bediening – kleurendisplay
- Volledig gedocumenteerd – feilloze procesdocumentatie
- Eenvoudige datatransfer – optionele WiFi-interface

EAN: 4002516244219 / Materiaalnummer: 11363240 /  
Oud Materiaalnummer: 63171000INT

<b>Model en uitvoering</b>	
Model	Tabletop
Ommanteling	Wit
Voor-/achterkant	Kunststof
Elektrische deurvergrendeling	•
Verwarmingsoort	Elektro
Servicevriendelijke constructie	•
<b>Toepassing</b>	
Geschikt voor tandartspraktijken	•
Geschikt voor artsenpraktijken	•
Geschikt voor ambulante OK-praktijken	•
<b>Capaciteit</b>	
Maximale belading met verpakte instrumenten in kg	4,5
Maximale belading met onverpakte instrumenten in kg	1,5
Maximale belading met poreuze artikelen (textiel) in kg	9,0
<b>Capaciteitsgegevens</b>	
Beschikbaar volume van de kamer in l	17
Kortste programmaduur in het programma 134 °C Universeel in min.	44
<b>Besturing</b>	
Type besturing	TouchControl
Programmakeuze	Kleurendisplay (resistief)
Displaygrootte in inch	4,3
Programmeerbaarheid	Vooraf ingesteld Parameter
Keuzetoetsen	•
Programma's [aantal]	3
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•
Routine programmaonderbreking	•
Capaciteit beladingsgeheugen (aantal cycli)	400
Automatische onderhoudsindicatie	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Elektrische aansluiting	AC 200-240V 50/60HZ
Verwarmingsvermogen in kW	0,00
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	10
Lengte van de netaansluitkabel in meter	2,00
Schuko-stekker	•
<b>Wateraansluiting/-afvoer</b>	
Automatische watertoevoerklep	•
Vereiste waterdruk in kPa	200-860
Geleidbaarheid in µS/cm	<15
Geleidbaarheidsmeting	•
Maximale watertoevoertemperatuur in °C	35
Maximale afvoer in l/min.	0,5
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	452
Buitenmaat, nettobreedte in mm	465
Buitenmaat, nettodiepte in mm	634

PST 1710

Kleine sterilisator CUBE

met intuïtieve Touch-bediening en een instrumentcapaciteit van 4,5 kg.



EAN: 4002516244219 / Materiaalnummer: 11363240 /

Oud Materiaalnummer: 63171000INT

Buitenmaat, brutohoogte in mm	650,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	600,00
Buitenmaat, brutodiepte in mm	800,00
Afmeting kamer, hoogte (beschikbare hoogte) in mm	195
Afmeting kamer, breedte (beschikbare breedte) in mm	195
Afmeting kamer, Ø in mm	250
Afmeting kamer, diepte (beschikbare diepte) in mm	312
Nettogewicht in kg	42,50
Brutogewicht in kg	52,00
<b>Emissiewaarden</b>	
Warmteafgifte aan ruimte in MJ/h	3,00
<b>Programma's</b>	
121 °C universeel	•
134 °C universeel	•
134 °C prionen	•
Helix-B&D-test	•
Vacuümtest	•
<b>Uitvoering</b>	
Krachtige vacuümpomp	•
Geluidsarme vacuümpomp	•
Interface voor de procesdocumentatie via usb	•
Interface voor de procesdocumentatie via WiFi (optie)	•
Uitvoerformaat van protocollen in HTML- of SCL-formaat	•
Individuele cyclusinstellingen	•
Mogelijkheid tot protocoluitvoer naar externe software/een extern eindtoestel	•
Basisuitvoering tray inclusief	•
Stand-bymodus	•
Creëren van een vacuüm	•
<b>Aansluitmogelijkheden</b>	
WiFi (optie)	•
Usb-interface	•
<b>Normen, keur- en kenmerken</b>	
CE	•
EU-medische hulpmiddelen klasse IIb	•
MDR 2017/745/EU	•
DIN EN 13060	•
IEC 61010-1:2010	•
IEC 61010-2-040:2005	•
IEC 61326-1	•
IEC 61770	•
EN 61326-1:2013	•
WEEE	•