

APST 002

WiFi-dongle-key

voor eenvoudige verbinding van sterilisatoren op WiFi.



- Gemakkelijk aan te sluiten op USB-poort van het toestel
- Overdracht van procesgegevens aan een toestel met WiFi

EAN: 4002516297048 / Materiaalnummer: 11376380 / Oud Materiaalnummer: 68900002D

Productcategorisatie	
Kleine sterilisatoren	•
Accessoires bij het toestel	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Productcategorie	
Proces-/bedrijfsgegevens/communicatie	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Kunststof
Kleur	Wit
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	10
Buitenmaat, nettobreedte in mm	25
Buitenmaat, nettodiepte in mm	69
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	120
Buitenmaat, brutodiepte in mm	170
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,02