

APST 003

Aluminium tray

voor plaatsen van instrumenten of poreuze goederen, klein.



- Geperforeerd, voor optimale dampdoorlaatbaarheid
- Hoge stabiliteit bij laag gewicht
- Geschikt voor de PST 1710 en PST 1720

EAN: 4002516297055 / Materiaalnummer: 11377310 / Oud Materiaalnummer: 68900003D

<b>Productcategorisatie</b>	
Kleine sterilisatoren	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
<b>Productcategorie</b>	
Trays/bladen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Aluminium
Kleur	Zilver
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van oogheekundige instrumenten	•
Behandeling van gynaecologische instrumenten	•
Behandeling van KNO-instrumenten	•
Behandeling van tandheekundige instrumenten	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	20
Buitenmaat, nettobreedte in mm	287
Buitenmaat, nettodiepte in mm	186
Buitenmaat, brutohoogte in mm	35
Buitenmaat, brutobreedte in mm	200
Buitenmaat, brutodiepte in mm	300
Nettogewicht in kg	0,18
Brutogewicht in kg	0,24