

APST 006
Deurdichting
voor het afdichten van de drukkamer.



- Vervanging vereist na 800 sterilisatiecycli

EAN: 4002516298205 / Materiaalnummer: 11377350 / Oud Materiaalnummer: 68900006D

Productcategorisatie	
Kleine sterilisatoren	•
Accessoires bij het toestel	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Productcategorie	
Afdichting	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	25
Buitenmaat, brutobreedte in mm	300
Buitenmaat, brutodiepte in mm	400
Nettogewicht in kg	0,11
Brutogewicht in kg	0,12