

APST 007

Microfijnfilter

voor het filteren van bacteriologische besmetting uit de binnenlucht.

EAN: 4002516298311 / Materiaalnummer: 11377360 / Oud Materiaalnummer: 68900007D



- Gemakkelijk vervangbaar aan de voorzijde van de sterilisatoren
- Vervanging vereist na 400 sterilisatiecycli

Productcategorisatie	
Kleine sterilisatoren	•
Accessoires bij het toestel	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Productcategorie	
Filter	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	95
Buitenmaat, brutodiepte in mm	95
Nettogewicht in kg	0,01
Brutogewicht in kg	0,04