

APST 008

Filter

voor het opvangen van stofdeeltjes in het toestel.



- Compacte inschuifcassette voor eenvoudige vervanging
- Vervanging vereist na 400 sterilisatiecycli

EAN: 4002516256397 / Materiaalnummer: 11377370 / Oud Materiaalnummer: 68900008D

<b>Productcategorisatie</b>	
Kleine sterilisatoren	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
<b>Productcategorie</b>	
Filter	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	15
Buitenmaat, brutobreedte in mm	170
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,04
Brutogewicht in kg	0,05