

APST 000

Waterzuiveringstelsysteem Plug & Pure
voor de voorziening van gedemineraliseerd water.

EAN: 4002516297031 / Materiaalnummer: 11401510 / Oud Materiaalnummer: 68900009D



- Bestaande uit aansluitset, filterkop en filtercartridge
- Gemakkelijk en snel te vervangen dankzij innovatieve filterkop
- Stabiele stand en oppervlaktebesparend: kunststof standaard
- Eenvoudige wandmontage dankzij meegeleverde wandhouder
- Altijd hoge waterkwaliteit dankzij innovatieve waterzuivering

Productcategorisatie	
Kleine sterilisatoren	•
Accessoires bij het toestel	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Productcategorie	
Waterbehandeling	•
Producteigenschappen	
Vermogen in l/min.	1
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	476
Buitenmaat, nettobreedte in mm	124
Buitenmaat, nettdiepte in mm	123
Buitenmaat, brutohoogte in mm	123
Buitenmaat, brutobreedte in mm	315
Buitenmaat, brutodiepte in mm	505
Nettogewicht in kg	3,66
Brutogewicht in kg	4,03