

APST 001

Vervangingspatroon

voor waterzuiveringstelsysteem APST 000, voorziening van gedemineraliseerd water.

EAN: 4002516266495 / Materiaalnummer: 11401750 / Oud Materiaalnummer: 68900001D



- Dankzij geringe afmetingen plaatsbesp. in de onderkast opbergbaar
- Gemakkelijk en snel te vervangen dankzij innovatieve filterkop

Productcategorisatie	
Kleine sterilisatoren	•
Accessoires bij het toestel	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Productcategorie	
Waterbehandeling	•
Producteigenschappen	
Vermogen in l/min.	1
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	469
Buitenmaat, nettobreedte in mm	123
Buitenmaat, nettodiepte in mm	123
Buitenmaat, brutohoogte in mm	135
Buitenmaat, brutobreedte in mm	135
Buitenmaat, brutodiepte in mm	475
Nettogewicht in kg	2,57
Brutogewicht in kg	2,77