

SPD 20

Brede meubelzuigmond

voor het eenvoudig, snel en grondig reinigen van gestoffeerde meubelen.

EAN: 4002516324201 / Materiaalnummer: 11483910 /  
Oud Materiaalnummer: 41996650EU1



- Van 100% recyclaat (behalve draadopnemer) – milieuvriendelijk
- Zelfreiniging – er blijven geen vezels/haren achter op de borstel
- TPE draadopnemertechnologie voor eerste klas reinigingsresultaten
- Past direct op alle handgrepen van Miele-sledestofzuigers
- Extra breed (18 cm) – voor bijzonder snelle reiniging