

PR 900
Inbouwprotocolprinter
voor het afdrukken van procesprotocollen.



- Thermoprinter met een papierbreedte van 60 mm
- Bij de uitvoering met 2 deuren te monteren aan de ontladingskant

EAN: 4002516362081 / Materiaalnummer: 11491220 / Oud Materiaalnummer: 69247004D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Producteigenschappen	
Kleur	Zwart
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	950
Buitenmaat, nettobreedte in mm	77
Buitenmaat, nettodiepte in mm	69
Buitenmaat, brutohoogte in mm	125
Buitenmaat, brutobreedte in mm	200
Buitenmaat, brutodiepte in mm	1000
Nettogewicht in kg	2,87
Brutogewicht in kg	3,59