

ProCare Tex 10 - 20 l  
 Hoofdwasmiddel, vloeibaar concentraat, alkalisch, 20 l  
 fosfaatvrij, met EU ecolabel.



- Voor de optimale reiniging van verschillende soorten textiel
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
- Op basis van duurzame grondstoffen
- Korte inwerktijd en hoog waseffect bij een lage dosering
- Zeer goed eiwit- en vetoplossend vermogen
- Voorzien van het EU ecolabel

EAN: 4002516365365 / Materiaalnummer: 11520190 / Oud Materiaalnummer: 59701301DE

| Productcategorisatie   |                              |
|--|------------------------------|
| Wasmachines  | •                            |
| Waswerking   |                              |
| Onthechtingskracht van vuil  | Zeer goed                    |
| Oplossen van eiwit   | Goed                         |
| Oplossen van vet   | Goed                         |
| Dosering   |                              |
| Doseerconcentratie kan aangepast worden                                | •                            |
| pH-waarde van gebruikte oplossing                                      | 12,0-13,0                    |
| Geschikt voor AutoDos  | •                            |
| Te gebruiken bij alle waterhardheden                                   | •                            |
| Gebruik  |                              |
| Wasserettes  | •                            |
| Hotels, restaurants  | •                            |
| Reiniging van sportkleding   | •                            |
| Reiniging van bovenkleding   | •                            |
| Producteigenschappen   |                              |
| Mediatype  | Bontwasmiddel (zonder bleek) |
| Alkaliteit   | Alkalisch                    |
| Aggregatietoestand   | Vloeibaar concentraat        |
| Inhoudsstoffen   | Alkaliën, Tensiden           |
| Biologisch afbreekbaar   | •                            |
| Fosfaatvrij  | •                            |
| Effectief bij temperaturen van 30–90 °C                                | •                            |
| Al zeer effectief bij temperaturen vanaf 40 °C                         | •                            |
| Korte inwerktijd   | •                            |
| Hoog waseffect bij een lage dosering                                   | •                            |
| Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm <sup>3</sup>                             | 1,25                         |
| Op basis van volledig duurzame grondstoffen                            | •                            |
| Opslaginstructies  |                              |
| Minimale bewaartemperatuur in °C                                       | 0                            |
| Maximale bewaartemperatuur in °C                                       | 40                           |
| Droog en vorstvrij bewaren   | •                            |
| Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten | •                            |
| Minimale houdbaarheid in maanden                                       | 24                           |
| Afmetingen en gewicht  |                              |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm  | 385                          |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm   | 258                          |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm  | 294                          |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm  | 378,00                       |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm   | 256,00                       |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm  | 288,00                       |
| Vulgewicht in g  | 24000                        |
| Brutogewicht in kg   | 25,00                        |
| Inhoud in ml   | 20000                        |
| Conformiteiten, keurmerken   |                              |
| GHS/CLP-conform  | •                            |
| EU-ecolabel  | •                            |

ProCare Tex 10 - 20 l  
Hoofdwasmiddel, vloeibaar concentraat, alkalisch, 20 l  
fosfaatvrij, met EU ecolabel.

EAN: 4002516365365 / Materiaalnummer: 11520190 / Oud Materiaalnummer: 59701301DE

#### Controlnummers

EU-ecolabel: DE/039/019

