

## ProCare Tex 10 MA - 5 l

Wasmiddel v. fijne/bonte was, vloeibaar concentraat, mild alkalisch, 5 l  
zeer effectief, fosfaatvrij, met EU ecolabel.



- Voor de optimale reiniging van kwetsbaar textiel
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
- Vrij van optische witmakers en bleekmiddelen
- Korte inwerktijd en schuimbeperkend
- Goed eiwit- en vetoplossend vermogen
- Voorzien van het EU ecolabel

EAN: 4002516364269 / Materiaalnummer: 11520220 / Oud Materiaalnummer: 59702101DE

<b>Productcategorisatie</b>	
Wasmachines	•
<b>Waswerking</b>	
Onthechtingskracht van vuil	Goed
Oplossen van eiwit	Goed
Oplossen van vet	Goed
<b>Dosering</b>	
Doseerconcentratie kan aangepast worden	•
pH-waarde van gebruikte oplossing	8,0-9,0
Geschikt voor AutoDos	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
<b>Gebruik</b>	
Hotels, restaurants	•
Reiniging van sportkleding	•
Reiniging van bovenkleding	•
Reiniging van bedrijfskleding	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Mediatype	Wasmiddel voor fijne/bonte was
Alkaliteit	Mild alkalisch
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Alkaliën, Conserveringsmiddel, Tensiden
Fosfaatvrij	•
Effectief bij temperaturen van 30–90 °C	•
Sopschuimbewaking	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm <sup>3</sup>	1,09
<b>Opslaginstructies</b>	
Minimale bewaartemperatuur in °C	4
Maximale bewaartemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Kan na het ontdooien zonder kwaliteitsverlies worden gebruikt	•
Minimale houdbaarheid in maanden	24
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	256
Buitenmaat, nettobreedte in mm	148
Buitenmaat, nettodiepte in mm	193
Buitenmaat, brutohoogte in mm	249,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	148,00
Buitenmaat, brutodiepte in mm	193,00
Vulgewicht in g	5450
Brutogewicht in kg	5,73
Inhoud in ml	5000
<b>Conformiteiten, keurmerken</b>	
GHS/CLP-conform	•
EU-ecolabel	•
<b>Controlenummers</b>	
EU-ecolabel: DE/039/020	•