

ProCare Tex 10 MA - 10 l

Wasmiddel v. fijne/bonte was, vloeibaar concentraat, mild alkalisch, 10 l
zeer effectief, fosfaatvrij, met EU ecolabel.



- Voor de optimale reiniging van kwetsbaar textiel
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
- Vrij van optische witmakers en bleekmiddelen
- Korte inwerktijd en schuimbeperkend
- Goed eiwit- en vetoplossend vermogen
- Voorzien van het EU ecolabel

EAN: 4002516365457 / Materiaalnummer: 11520230 / Oud Materiaalnummer: 59702201DE

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Waswerking	
Onthechtingskracht van vuil	Goed
Oplossen van eiwit	Goed
Oplossen van vet	Goed
Dosering	
Doseerconcentratie kan aangepast worden	•
pH-waarde van gebruikte oplossing	8,0-9,0
Geschikt voor AutoDos	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Gebruik	
Hotels, restaurants	•
Reiniging van sportkleding	•
Reiniging van bovenkleding	•
Reiniging van bedrijfskleding	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Wasmiddel voor fijne/bonte was
Alkaliteit	Mild alkalisch
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Alkaliën, Conserveringsmiddel, Tensiden
Fosfaatvrij	•
Effectief bij temperaturen van 30–90 °C	•
Sopschuimbewaking	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	1,09
Opslaginstructies	
Minimale bewaartemperatuur in °C	4
Maximale bewaartemperatuur in °C	40
Droog en vorstvrij bewaren	•
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Kan na het ontdooien zonder kwaliteitsverlies worden gebruikt	•
Minimale houdbaarheid in maanden	24
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	314
Buitenmaat, nettobreedte in mm	202
Buitenmaat, nettodiepte in mm	230
Buitenmaat, brutohoogte in mm	306,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	204,00
Buitenmaat, brutodiepte in mm	228,00
Vulgewicht in g	10900
Brutogewicht in kg	11,38
Inhoud in ml	10000
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•
EU-ecolabel	•
Controlenummers	
EU-ecolabel: DE/039/020	•