

ProCare Tex 20 OB - 5 l
Bleekmiddel, vloeibaar concentraat, zuur, 5 l
op zuurstofbasis.



- Voor de optimale verwijdering van hardnekkige vlekken
- Speciaal ontwikkeld voor Miele Professional
- Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen
- Gelijkmatische afgifte v. zuurstof dankzij bijzondere stabilisators

EAN: 4002516365471 / Materiaalnummer: 11520280 / Oud Materiaalnummer: 59703101DE

Productcategorisatie	
Wasmachines	•
Waswerking	
Bleekwerking	Zeer goed
Dosering	
Doseerconcentratie kan aangepast worden	•
pH-waarde van gebruikte oplossing	1,5-2,5
Geschikt voor AutoDos	•
Te gebruiken bij alle waterhardheden	•
Producteigenschappen	
Mediatype	Bleekmiddel
Alkaliteit	Zuur
Aggregatietoestand	Vloeibaar concentraat
Inhoudsstoffen	Actieve zuurstof
Fosfaatvrij	•
Ideale zuurstofdrager in sop	•
Gelijkmatische zuurstofafgifte dankzij bijzondere stabilisators	•
Dichtheid (bij 20 °C) in g/cm ³	1,13
Absoluut residuvrije ontbinding	•
Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen	•
Opslaginstructies	
Minimale bewaartemperatuur in °C	0
Maximale bewaartemperatuur in °C	40
Na gebruik van deelhoeveelheden de container onmiddellijk weer sluiten	•
Minimale houdbaarheid in maanden	12
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	256
Buitenmaat, nettobreedte in mm	148
Buitenmaat, nettodiepte in mm	193
Buitenmaat, brutohoogte in mm	249,00
Buitenmaat, brutobreedte in mm	148,00
Buitenmaat, brutodiepte in mm	193,00
Vulgewicht in g	5650
Brutogewicht in kg	6,00
Inhoud in ml	5000
Conformiteiten, keurmerken	
GHS/CLP-conform	•
Verordening explosieve stoffen	•